

ORTEZĂ DE COT-ÎNCHEIETURA MÂINII-MÂNĂ, FIXĂ

indicații

Posttraumatic • Postoperator • Diferite afecțiuni ale cotului și/sau încheieturii mâinii • Imobilizează și protejează articulația cotului și încheieturii mâinii • Diferite leziuni (subluxație, fracturi) ale cotului, antebrațului și ale încheieturii mâinii • Previne sau ameliorează instalarea spasticității în afecțiuni neurologice • Boli degenerative;

descriere

Din material plastic termoformabil, pe bază de mulaj, pe măsură individuală • Închidere prin sistem velcro.