

Descrierea produsului

Căptușeala oferă utilizatorilor amputări deasupra genunchiului cu tehnologia avansată Seal-in și un design fără mâneci, cu un inel de etanșare separat și mobil și o membrană hipobarică pentru o potrivire personalizată. Pot fi selectate trei opțiuni diferite de inele de etanșare în funcție de nevoile utilizatorului: etanșarea clasică de zi cu zi, pentru un control mai mare al rotației și acomodează fluctuații de volum mai semnificative.

Susține stabilizarea fluctuațiilor de volum pe parcursul zilei.

Este important să verificați suspensia căptușelii în timpul utilizării în apă și să uscați alveola și căptușeala după ieșirea din apă.

Informații generale

Nivelul diferenței membrelor:

Dezarticulație de genunchi și Transfemural

Nivel de impact:

Scăzut, Moderată, Amputație înaltă și Extremitate
Caracteristici

Îngrijire activă a pielii, Conic, Easy Glide, Husă din
material și suprafață interioară Silken