

PROTEZĂ DE COAPSĂ - MODULARĂ • CU MANȘON DIN SILICON

indicații

Amputație la nivelul coapsei;

descriere

Picior flexibil din material elastic,cu
întăritură din lemn sau fibră de carbon

- Articulație de gleznă fixă sau mobilă
- Articulație de genunchi blocabilă,cu frână
(mecanică,pneumatică,hidraulică) sau
liberă (mecanică,pneumatică,hidraulică)
- Componente modulare și tubulatură
din duraluminu,oțel sau titan • Manșon
intern din silicon în cazul protezelor definitive
care asigură un confort sporit • Manșon
extern din rășină artificială sau fibră de carbon
- Îmbrăcămintă cosmetică (imită forma
membrului pierdut) •