

PROTEZĂ DE COAPSĂ - MODULARĂ CU VACUUM

indicații

Amputație la nivelul coapsei;

descriere

Picior flexibil din material elastic, cu întăritură din lemn sau fibră de carbon • Articulație de gleznă fixă sau mobilă • Articulație de genunchi blocabilă, cu frână (mecanică, pneumatică, hidraulică) sau liberă (mecanică, pneumatică, hidraulică) • Componente modulare din duraluminu, oțel sau titan • Cupă cu sau fără manșon intern, cu supapă vacuum în cazul protezelor definitive • Manșon extern din material plastic, rășină artificială sau fibră de carbon • Îmbrăcăminte cosmetică (imită forma membrului pierdut), în cazul protezelor definitive.