

PROTEZĂ DE ȘOLD -

MODULARĂ

indicații

Amputație de dezarticulație de șold;

descriere

Picior flexibil din material elastic,cu întăritură din lemn sau fibră de carbon • Articulație de gleznă fixă • Articulație de genunchi mobilă • Articulație de șold blocabilă sau mobilă • Componente modulare și tubulatură din duraluminu, oțel sau titan • Manșon - coș de bazin - intern din multiform • Coș de bazin - din rășină artificială sau fibră de carbon • Îmbrăcămintă cosmetică (imită forma membrului pierdut), în cazul protezelor definitive