

PROTEZĂ DE COAPSĂ - MODULARĂ

indicații

Amputație la nivelul coapsei;

descriere

Picior flexibil din material elastic,cu întăritură
din lemn sau fibră de carbon • Articulație

de gleznă fixă sau mobilă • Articulație de
genunchi blocabilă,cu frână (mecanică,
pneumatică,hidraulică) sau liberă (mecanică,

pneumatică,hidraulică) • Componente
modulare și tubulatură din duraluminu,oțel

sau titan • Manșon intern din multiform

• Manșon extern din material plastic,rășină

artificială sau fibră de carbon • Îmbrăcămintă
cosmetică (imită forma membrului pierdut),în

cazul protezelor definitive • Fixare cu centură
de șold sau ham peste umăr.