

ORTEZĂ DE ȘOLD - GENUNCHI - GLEZNĂ - PICIOR (FEMUROPODALICĂ)

indicații

Boala Legg-Perthes-Calvé • Alte cazuri când este necesară descărcarea articulației coxofemorale • Cazuri de tetra- și parapareză (aparat de mers);

descriere

Din material plastic termoformabil, pe bază de mulaj, pe măsură individuală

- Atele laterale din metal • Articulația genunchiului fixă, deblocabilă
- Închidere prin sistem velcro • Se sprijină prin scăriță direct pe sol sau se introduce în încălțăminte
- Descărcarea membrului prin sprijin ischion-sol.