

Detalii produs

Nivel de activitate: 1 până la 3

Excelent pentru îngrijirea protetică de bază geriatrică

Potrivit pentru membre reziduale foarte sensibile la presiune

Caracteristici

Fabricat din silicon special moale de 3 mm

Confort optim la purtare și absorbție confortabilă a șocurilor

disponibil cu conexiune distală și control al rotației pentru toate tipurile de pini Streifeneder și sisteme de blocare

disponibil fără conexiune distală, dar cu control al rotației pentru tehnologia cu cupă de vid

Material

grosime perete 3 mm, vezi schița

silicon medical deosebit de moale, cu finisaj antibacterian

aprox. 26 shore 00

înveliș tricotat dintr-o singură bucată, rezistent la abraziune, din poliamidă/elastan

control al rotației distale din silicon

culoare: gri argintiu

Determinarea mărimii: măsurați circumferința distală la aprox. 4 cm deasupra capătului ciotului și alegeți manșonul de aceeași mărime sau cu o mărime mai mică.