

PROTEZĂ DE DEZARTICULAȚIE DE UMĂR - FUNCȚIONALĂ, ACȚIONATĂ PRIN CABLU

indicații

Amputație cu dezarticulație de umăr;

descriere

Mână mecanică cu acționare prin cablu • Mănușă
estetică din material plastic sau silicon • Antebraț
și braț din rășină artificială sau modulară
• Articulație de cot mecanică, cu blocare în
diferite poziții • Manșon din rășină artificială
• Ham de acționare și purtare.